

Der neue THERMEO® MSI Blank in Ozean-Blau

MSI® Technologie – inspiriert von der Natur,
der Funktion verpflichtet!

THERMEO® | MSI

pro3dure
medical

THERMEO[®] MSI – das Original


Entdecken Sie THERMEO[®] MSI, den revolutionären Fräsblank mit der weltweit einzigartigen MSI[®] Technologie – „Inspiriert von der Natur | der Funktion verpflichtet“. Durch die biomimetische MSI[®] Technologie wird die Adhäsion von Biofilmen im Mundmilieu reduziert, indem ein in der Natur vorkommender Prozess kopiert wird, wie ihn z. B. die Rotalge Delisea nutzt. Hierbei wird die Kommunikation von Bakterien gestört – das sogenannte „Quorum Sensing“ – und somit die Biofilmbildung

signifikant reduziert ohne dabei Resistenzen auszubilden. Im Zuge dessen erzielt man eine verbesserte Mundhygiene und somit weniger Irritationen des Weichgewebes. Erleben Sie, wie THERMEO[®] MSI neue Maßstäbe in Sachen Funktionalität und Effektivität setzt und Ihre Dental-Anwendungen auch dank Thermomemory-Effekt, extremer Haltbarkeit, Geschmacksneutralität und Vergilbungsresistenz auf ein neues Level hebt. Willkommen in der Zukunft der Materialtechnologie!

Extrem haltbar – für eine lange Nutzungsdauer

Geschmacksneutral – kein unangenehmer Geschmack im Mund

Vergilbungsresistent



Außergewöhnlicher Tragekomfort durch **Thermomemory-Effekt**

Ozean-Blau steht für einzigartige MSI[®] Technologie, die die **Biofilmbildung** auf dentalen Oberflächen **reduziert**

Durchmesser: 98,5 mm

Höhen: 16 und 20 mm

Haben Sie Fragen zu diesem Angebot oder möchten gerne beraten werden? Zögern Sie nicht uns anzusprechen. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!



picodent[®]
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

+49 2267 6580 0

digital@picodent.de

www.picodent-digital.de

www.facebook.com/picodent.gmbh

www.instagram.com/picodent_de

